

Philips LUMEA FAQ

Philips Lumea convient-il à tous les types et couleurs de peau ?

Philips Lumea est adapté à la majorité des femmes. Il convient cependant de noter que toutes les techniques d'épilation utilisant la lumière ne sont pas efficaces sur les poils blond clair, roux, gris et blanc ainsi que sur les peaux très noires.

Ce traitement fonctionne-t-il réellement ?

Plusieurs études cliniques démontrent une diminution significative des poils après 2 traitements et des résultats optimaux après 4 à 5 séances. À ce stade de l'étude, la plupart des femmes se disent très satisfaites et considèrent avoir une peau « lisse ».

L'appareil et le traitement sont-ils sûrs ?

La technologie professionnelle IPL est utilisée depuis 15 ans déjà en toute sécurité. Philips Lumea a été développé sur cette base en étroite collaboration avec des dermatologues de renom. Différents systèmes de sécurité protègent la peau et les yeux pendant le traitement. L'utilisation de cet appareil est totalement sûre pour autant que les instructions soient suivies.

Puis-je arrêter le traitement lorsque tous les poils ont suffisamment disparus ?

Non. Un intervalle de 2 semaines pour le maillot et les aisselles et de 4 semaines pour les jambes prévient une réactivation des racines. Vous n'obtiendrez pas de meilleurs résultats en réduisant ou en allongeant ce délai.

499 euros, c'est une dépense importante... les méthodes actuelles semblent plus abordables ...

L'achat de Philips Lumea est effectivement plus coûteux que celui d'un épilateur ou d'un rasoir mais il offre toutefois l'avantage d'arrêter la repousse des poils indésirables. En effet, lorsque vous vous rendez dans un institut, vous payez plusieurs fois pour le même résultat. Philips Lumea est un investissement unique qui n'implique pas l'achat de lampes de réserve onéreuse.

Pourquoi devrais-je faire confiance à Philips en ce qui concerne la technologie IPL ?

Philips est une marque fiable, leader mondial dans les secteurs des rasoirs et le numéro 2 en matière d'épilateurs. Philips occupe également la première place sur le marché de la lumière et des solutions basées sur la lumière. La marque a travaillé pendant 10 ans en étroite collaboration avec des dermatologues de renom pour mettre au point Lumea.

Sur quelles parties du corps puis-je utiliser Lumea ?

Philips Lumea a été spécialement développé pour les femmes pour éliminer les poils mais pas pour le visage en raison de sa haute sensibilité aux traitements à la lumière. La durée du traitement et la fréquence de recharge dépendent de la partie du corps traitée.

Pourquoi dois-je me raser avant chaque traitement?

Le rasage est nécessaire pour que l'énergie lumineuse atteigne les racines de la manière plus efficace. En outre, les poils non rasés pourraient être brûlés par l'intensité de la lumière ce qui dégagerait une odeur désagréable. Cela pourrait également endommager l'appareil s'il n'est pas nettoyé. Dès que vous constaterez une absence totale de repousse (en général après 4 ou 5 traitements), vous pouvez arrêter de vous raser avant chaque traitement.

Pourquoi la repousse des poils n'est-elle stoppée qu'après plusieurs séances ?

Parce que chaque follicule doit être traité avec Philips Lumea lorsqu'il se trouve en phase anagène – 1 des 3 phases du cycle de vie d'un poil. Dans la plupart des cas, vous obtenez des résultats optimaux après 4 ou 5 séances.